INFORMATION MEDICAL SCIENCE



〒276-0022 千葉県八千代市上高野 1353-25 TEL: 047(487)2631(代) FAX: 047(487)286



<23-19>2023年6月

先生各位

新規受託開始のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 このたび、下記検査項目の受託を開始いたしますので、ご案内申し上げます。 何卒、ご利用賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■新規受託項目:

高感度HBc関連抗原定量 (高感度HBVコア関連抗原: HBcrAg)

[項目コード:4123]

■新規受託開始日:

2023年 7月 1日(土)受付分より

以上

※ 裏面をご覧下さい。


●高感度HBc関連抗原定量(高感度HBVコア関連抗原: HBcrAg)

HBVコア関連抗原(HBcrAg)は肝組織中のウイルス量を反映し、B型肝炎患者の診断補助および経過観察、抗ウイルス剤治療時の効果判定、薬剤投与中止の可能性判断および病態把握に有用な検査として臨床利用されています。

このたび、既存項目と比べて検出感度が約10倍向上した高感度な試薬を用いた検査の受託を開始いたします。

	新規受託項目	現行項目(ご参考)
項目コード	4123	2606
検査項目名	高感度HBc関連抗原定量	HBcr抗原
検 査 方 法	CLEIA法	同左
検体材料·検体量	血清 0.5mL [容器番号 : 01番]	同左
保存方法	冷蔵	凍結
基準値•単位	2.1 未満 · Log U/mL	3.0 未満 · Log U/mL
所要日数	2 ~ 4 日	2 ~ 5 日
保険点数	259点	同左
判 断 料	144点(免疫学的検査)	同左
報告範囲	2.1 未満 ~ 7.1 以上	2.9 以下 ~ 7.0 以上
報告 桁数	小数第1位	同左

≪新試薬と現試薬の相関≫



くご案内>

・項目コードが新規登録となるため、電子カルテ・健診システム等をご利用の際は、 お使いのメーカーのサポート窓口へ項目紐付けの依頼をご連絡ください。