



< 26-10 >
2026年5月

先生各位

「結核菌特異的 I F N - γ (T - S P O T . T B) 」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、標記検査項目につきまして、検査内容を変更させていただくこととなりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■変更対象項目:

結核菌特異的 I F N - γ (T - S P O T . T B) [項目コード:5787]

■変更実施日:

2026年 7月 1日(水)受付分より

以上

※裏面をご覧ください

●結核菌特異的IFN- γ (T-SPOT.TB)

当検査につきまして、委託体制の見直しに伴い、受託可能曜日、基準値および報告パターンを変更いたします。

なお、この変更に伴うその他の受託要領に変更はございません。

変更内容	新	現
項目コード	5787	同左
検査方法	ELISPOT (Enzyme Linked Immunospot)	同左
検体量	10 mL [容器番号：98番]	同左
保存方法	室温	同左
基準値	判定：陰性	判定：(-)
報告パターン	判定：陰性、陽性、判定保留、判定不可 ※判定保留、判定不可または必要に応じて 結果コメントを付記 いたします。	判定：(-)、(+)、判定保留、判定不可 ※判定保留、判定不可または必要に応じて 別紙報告いたします。
所要日数	3～5日	同左
受託可能日	月～土曜日 ※日曜日、月曜日が連休となる場合は 受付不可	月～金曜日 ※土曜日・祝祭日およびその前日は 受付不可
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・採血管は必ず単独でご提出ください。 ・採血後、当日中にご提出ください。 ・一度に20件以上のご提出を予定される場合は、2週間前までに担当営業までご連絡ください。 	

【結果コメント】

コメント記号	コメント内容
Zウ	スポット数が判定保留域(5～7)です。
Zエ	陽性コントロールが低値のため、判定不可です。
Zオ	細胞数不足のため、検査不能です。
Zカ	陰性コントロールに非特異的反応が認められるため判定不可です。
Zク	陽性コントロールが低値のため判定保留です。