

JAB RM205 引用

活動リストに記載されていない分類及び項目は、ISO15189の認定下の報告/証明としてご利用になれません。

大分類	中分類	小分類（測定項目）	項目名	サンプル①	サンプル②	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
基幹項目										
1.尿・糞便等検査										
	D 0 0 0	尿中一般物質定性半定量検査								
		比重、pH、蛋白定性、グルコース、ウロビリノゲン、ウロビリ 定性、ビリルビン、ケトン体、潜血反応、試験紙法による尿 細菌検査(亜硝酸塩)、食塩、試験紙法による白血球 検査(白血球エステラーゼ)、アルブミン								
		蛋白定性	蛋白定性	尿		[生化学検査室] 試験紙法 [緊急検査室] 試験紙法	[生化学検査室] 5201-SOP-0601 [緊急検査室] 5310-SOP-0601			
		グルコース	糖定性	尿		[生化学検査室] 試験紙法 [緊急検査室] 試験紙法	[生化学検査室] 5201-SOP-0605 [緊急検査室] 5310-SOP-0605			
		ウロビリノゲン	ウロビリノーゲン定性	尿		[生化学検査室] 試験紙法 [緊急検査室] 試験紙法	[生化学検査室] 5201-SOP-0609 [緊急検査室] 5310-SOP-0609			
		ビリルビン	ビリルビン定性	尿		[生化学検査室] 試験紙法 [緊急検査室] 試験紙法	[生化学検査室] 5201-SOP-0610 [緊急検査室] 5310-SOP-0610			
		pH	pH	尿		[生化学検査室] 試験紙法 [緊急検査室] 試験紙法	[生化学検査室] 5201-SOP-0637 [緊急検査室] 5310-SOP-0637			
		潜血反応	潜血反応	尿		[生化学検査室] 試験紙法 [緊急検査室] 試験紙法	[生化学検査室] 5201-SOP-0639 [緊急検査室] 5310-SOP-0639			
		比重	比重	尿		[生化学検査室] 屈折計法 [緊急検査室] 屈折計法	[生化学検査室] 5201-SOP-0640 [緊急検査室] 5310-SOP-0640			
		ケトン体	尿中ケトン体	尿		[生化学検査室] 試験紙法 [緊急検査室] 試験紙法	[生化学検査室] 5201-SOP-0653 [緊急検査室] 5310-SOP-0653			
	D 0 0 1	尿中特殊物質定性定量検査								
		1 尿蛋白	蛋白定量	尿		[生化学検査室] ピロガロールレッド法 [緊急検査室] ピロガロールレッド法	[生化学検査室] 5201-SOP-0602 [緊急検査室] 5310-SOP-0602			
		2 尿グルコース	糖定量	尿		[生化学検査室] 酵素法（グルコースヘキシキナーゼ法） [緊急検査室] GOD固定化酵素酸素電極法	[生化学検査室] 5201-SOP-0606 [緊急検査室] 5310-SOP-0606			
	D 0 0 2	尿沈渣（鏡検法）								
		尿沈渣（鏡検法）	尿沈渣	尿		[生化学検査室] 鏡検法 [緊急検査室] 鏡検法	[生化学検査室] 5201-SOP-0613 [緊急検査室] 5310-SOP-0613			
	D 0 0 3	糞便検査								
		7 糞便中ヘモグロビン	便中ヘモグロビン（ラテックス）	便		ラテックス凝集法	5201-SOP-0721			
2 血液学的検査										
	D 0 0 5	血液形態・機能検査								

JAB RM205 引用

活動リストに記載されていない分類及び項目は、ISO15189の認定下の報告/証明としてご利用になれません。

大分類	中分類	小分類（測定項目）	項目名	サンプル①	サンプル②	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		2 網赤血球数	網状赤血球数（レチクロ）	血液		[血液検査室] 半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法 鏡検法（ニューメチレンブルー染色） [緊急検査室] 半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法 鏡検法（ニューメチレンブルー染色）	[血液学検査室] 5211-SOP-0540 [緊急検査室] 5310-SOP-0540	 [緊急検査室] 測定機器変更	 2024.08.01	
		3 末梢血液像（自動機械法）	白血球像	血液		[血液検査室] 半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法 [緊急検査室] 半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法	[血液学検査室] 5211-SOP-0509 [緊急検査室] 5310-SOP-0509	 [緊急検査室] 測定機器変更	 2024.08.01	
		4 好酸球数	好酸球数	血液		半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法 鏡検法（ライトギムザ染色）	5211-SOP-0541			
		5 末梢血液一般検査								
			白血球数（WBC）	血液		[血液学検査室] 半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法 [緊急検査室] 半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法	[血液学検査室] 5211-SOP-0501 [緊急検査室] 5310-SOP-0501	 [緊急検査室] 測定機器変更	 2024.08.01	
			赤血球数（RBC）	血液		[血液学検査室] シースフローDC検出法 [緊急検査室] シースフローDC検出法	[血液学検査室] 5211-SOP-0502 [緊急検査室] 5310-SOP-0502	 [緊急検査室] 測定機器変更	 2024.08.01	
			ヘモグロビン（Hb）	血液		[血液学検査室] SLSヘモグロビン法 [緊急検査室] SLSヘモグロビン法	[血液学検査室] 5211-SOP-0503 [緊急検査室] 5310-SOP-0503	 [緊急検査室] 測定機器変更	 2024.08.01	
			ヘマトクリット（Ht）	血液		[血液学検査室] 赤血球パルス波高値検出法 [緊急検査室] 赤血球パルス波高値検出法	[血液学検査室] 5211-SOP-0504 [緊急検査室] 5310-SOP-0504	 [緊急検査室] 測定機器変更	 2024.08.01	
			血小板数（PLT）	血液		[血液学検査室] シースフローDC検出法 [緊急検査室] シースフローDC検出法	[血液学検査室] 5211-SOP-0554 [緊急検査室] 5310-SOP-0554	 [緊急検査室] 測定機器変更	 2024.08.01	
		6 末梢血液像（鏡検法）	白血球像	血液		[血液検査室] 鏡検法（ライトギムザ染色） [緊急検査室] 鏡検法（ライトギムザ染色）	[血液学検査室] 5211-SOP-0509 [緊急検査室] 5310-SOP-0509			
		9 ヘモグロビンA1c（HbA1c）	HbA1c（NGSP） （ヘモグロビンA1c NGSP）	血液		[生化学検査室] 酵素法 [緊急検査室] 高速イオン交換液体クロマトグラフィー法（HPLC法）	[生化学検査室] 5201-SOP-0079 [緊急検査室] 5310-SOP-0079	 [緊急検査室] 測定機器変更	 2025.02.01	
	D006	出血・凝固検査								
		2 プロトロンビン時間（PT）	プロトロンビン時間（PT）	血漿		[血液検査室] 凝固時間法 [緊急検査室] 凝固時間法	[血液学検査室] 5211-SOP-0555 [緊急検査室] 5310-SOP-0555			
		4 フィブリノゲン定量	フィブリノゲン（FIB）	血漿		[血液検査室] 凝固時間法 [緊急検査室] 凝固時間法	[血液学検査室] 5211-SOP-0559 [緊急検査室] 5310-SOP-0559			
		7 活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）	活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）	血漿		[血液検査室] 凝固時間法 [緊急検査室] 凝固時間法	[血液学検査室] 5211-SOP-0556 [緊急検査室] 5310-SOP-0556			
		11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）定量	血中FDP	血漿		[血液検査室] ラテックス免疫比濁法 [緊急検査室] ラテックス免疫比濁法	[血液学検査室] 5211-SOP-0560 [緊急検査室] 5310-SOP-0560			

JAB RM205 引用

活動リストに記載されていない分類及び項目は、ISO15189の認定下の報告/証明としてご利用になれません。

大分類	中分類	小分類（測定項目）	項目名	サンプル①	サンプル②	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		1 7 Dダイマー	Dダイマー	血漿		[血液検査室] ラテックス免疫比濁法 [緊急検査室] ラテックス免疫比濁法	[血液検査室] 5211-SOP-1266 [緊急検査室] 5310-SOP-1266			
3 生化学的検査 I										
	D 0 0 7	血液化学検査								
		1 総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン(BCP 改良法・BCG 法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ（ALP）、コリンエステラーゼ（ChE）、γ グルタミルトランスフェラーゼ（γ -GT）、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ（LD）、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ（LAP）、クレアチンキナーゼ（CK）、鉄(Fe)、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法)								
		総ビリルビン	総ビリルビン（T-BIL）	血清		[生化学検査室] バナジン酸酸化法 [緊急検査室] バナジン酸酸化法	[生化学検査室] 5201-SOP-0001 [緊急検査室] 5310-SOP-0001			
		直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン	直接ビリルビン（D-BIL）	血清		[生化学検査室] バナジン酸酸化法 [緊急検査室] バナジン酸酸化法	[生化学検査室] 5201-SOP-0003 [緊急検査室] 5310-SOP-0003			
		総蛋白	総蛋白（TP）	血清		[生化学検査室] ビウレット法 [緊急検査室] ビウレット法	[生化学検査室] 5201-SOP-0021 [緊急検査室] 5310-SOP-0021			
		アルブミン（BCP 改良法）	アルブミン（ALB）	血清		[生化学検査室] BCP 改良法 [緊急検査室] BCP 改良法	[生化学検査室] 5201-SOP-0029 [緊急検査室] 5310-SOP-0029			
		尿素窒素	尿素窒素(BUN)	血清	尿	[生化学検査室] ウレアーゼGLDH法 [緊急検査室] ウレアーゼGLDH法	[生化学検査室] 5201-SOP-0035 [緊急検査室] 5310-SOP-0035			
		クレアチニン	クレアチニン（CRE）	血清	尿	[生化学検査室] 酵素法 [緊急検査室] 酵素法	[生化学検査室] 5201-SOP-0032 [緊急検査室] 5310-SOP-0032			
		尿酸	尿酸（UA）	血清	尿	[生化学検査室] 酵素法 [緊急検査室] 酵素法	[生化学検査室] 5201-SOP-0036 [緊急検査室] 5310-SOP-0036			
		アルカリホスファターゼ（ALP）	ALP（アルカリホスファターゼ）（IFCC）	血清		[生化学検査室] IFCC対応法 [緊急検査室] IFCC対応法	[生化学検査室] 5201-SOP-0017 [緊急検査室] 5310-SOP-0017			
		コリンエステラーゼ（ChE）	コリンエステラーゼ（ChE）	血清		[生化学検査室] JSCC対応法 [緊急検査室] JSCC対応法	[生化学検査室] 5201-SOP-0014 [緊急検査室] 5310-SOP-0014			
		γ グルタミルトランスフェラーゼ（γ -GT）	γ GT（γ グルタミルトランスフェラーゼ）	血清		[生化学検査室] JSCC対応法 [緊急検査室] JSCC対応法	[生化学検査室] 5201-SOP-0013 [緊急検査室] 5310-SOP-0013			
		中性脂肪	中性脂肪（TG）	血清		[生化学検査室] 酵素法 [緊急検査室] 酵素法	[生化学検査室] 5201-SOP-0041 [緊急検査室] 5310-SOP-0041			

JAB RM205 引用

大分類	中分類	小分類（測定項目）	項目名	サンプル①	サンプル②	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		ナトリウム	ナトリウム（Na）	血清	尿	[生化学検査室] 電極法 [緊急検査室] 電極法	[生化学検査室] 5201-SOP-0047 [緊急検査室] 5310-SOP-0047			
		クロール	クロール（Cl）	血清	尿	[生化学検査室] 電極法 [緊急検査室] 電極法	[生化学検査室] 5201-SOP-0049 [緊急検査室] 5310-SOP-0049			
		カリウム	カリウム（K）	血清	尿	[生化学検査室] 電極法 [緊急検査室] 電極法	[生化学検査室] 5201-SOP-0048 [緊急検査室] 5310-SOP-0048			
		カルシウム	カルシウム（Ca）	血清	尿	[生化学検査室] アルセナゾⅢ法 [緊急検査室] アルセナゾⅢ法	[生化学検査室] 5201-SOP-0050 [緊急検査室] 5310-SOP-0050			
		マグネシウム	マグネシウム（Mg）	血清	尿	[生化学検査室] 酵素法 [緊急検査室] 酵素法	[生化学検査室] 5201-SOP-0052 [緊急検査室] 5310-SOP-0052			
		グルコース	血糖（グルコース）	血漿	尿	[生化学検査室] 酵素法（グルコースヘキソキナーゼ法） [緊急検査室] GOD固定化酵素酸素電極法	[生化学検査室] 5201-SOP-0104 [緊急検査室] 5310-SOP-0104			
		乳酸デヒドロゲナーゼ（L D）	LD（乳酸脱水素酵素）（IFCC）	血清		[生化学検査室] IFCC対応法 [緊急検査室] IFCC対応法	[生化学検査室] 5201-SOP-0018 [緊急検査室] 5310-SOP-0018			
		アミラーゼ	血清アミラーゼ（S-AMY）	血清	尿	[生化学検査室] JSCC対応法 [緊急検査室] JSCC対応法	[生化学検査室] 5201-SOP-0080 [緊急検査室] 5310-SOP-0080			
		ロイシンアミノペプチダーゼ（L A P）	LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	血清		[生化学検査室] L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法 [緊急検査室] L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法	[生化学検査室] 5201-SOP-0015 [緊急検査室] 5310-SOP-0015			
		クレアチンキナーゼ（C K）	CK(クレアチンキナーゼ)	血清		[生化学検査室] JSCC対応法 [緊急検査室] JSCC対応法	[生化学検査室] 5201-SOP-0016 [緊急検査室] 5310-SOP-0016			
		鉄（F e）	血清鉄（Fe）	血清		[生化学検査室] 比色法 [緊急検査室] 比色法	[生化学検査室] 5201-SOP-0053 [緊急検査室] 5310-SOP-0053			
		不飽和鉄結合能（U I B C）（比色法）	不飽和鉄結合能（UIBC）	血清		[生化学検査室] 比色法 [緊急検査室] 比色法	[生化学検査室] 5201-SOP-0117 [緊急検査室] 5310-SOP-0117			
		総鉄結合能（T I B C）（比色法）	総鉄結合能（TIBC）	血清		[生化学検査室] 比色法 [緊急検査室] 比色法	[生化学検査室] 5201-SOP-0054 [緊急検査室] 5310-SOP-0054			
		3 HDL-コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）、アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）								
		H D L - コレステロール	HDL-コレステロール（HDL-Cho）	血清		[生化学検査室] 酵素法 [緊急検査室] 酵素法	[生化学検査室] 5201-SOP-0108 [緊急検査室] 5310-SOP-0108			

大分類	中分類	小分類（測定項目）	項目名	サンプル①	サンプル②	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		無機リン及びリン酸	無機リン（P）	血清	尿	[生化学検査室] 酵素法 [緊急検査室] 酵素法	[生化学検査室] 5201-SOP-0051 [緊急検査室] 5310-SOP-0051			
		総コレステロール	総コレステロール（T-Cho）	血清		[生化学検査室] 酵素法 [緊急検査室] 酵素法	[生化学検査室] 5201-SOP-0039 [緊急検査室] 5310-SOP-0039			
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）	AST（GOT）	血清		[生化学検査室] JSCC対応法 [緊急検査室] JSCC対応法	[生化学検査室] 5201-SOP-0009 [緊急検査室] 5310-SOP-0009			
		アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）	ALT（GPT）	血清		[生化学検査室] JSCC対応法 [緊急検査室] JSCC対応法	[生化学検査室] 5201-SOP-0010 [緊急検査室] 5310-SOP-0010			
		4 LDL-コレステロール、蛋白分画	4 LDL-コレステロール、蛋白分画							
		LDL-コレステロール	LDL-コレステロール（LDL-Cho）	血清		[生化学検査室] 酵素法 [緊急検査室] 酵素法	[生化学検査室] 5201-SOP-2452 [緊急検査室] 5310-SOP-2452			
		蛋白分画	蛋白分画（PR-F）	血清		セルロースアセテート膜電気泳動法	5201-SOP-0023			
		16 アンモニア	血中アンモニア（NH3）	血漿		[生化学検査室] 酵素サイクリング法 [緊急検査室] 酵素サイクリング法	[生化学検査室] 5201-SOP-0034 [緊急検査室] 5310-SOP-0034			
		17 グリコアルブミン	グリコアルブミン（GA）	血清		酵素法	5201-SOP-2368			
5 免疫学的検査										
	D011	免疫血液学的検査								
		1 ABO血液型、Rh（D）血液型								
		ABO血液型	血液型ABO式	血液		カラム凝集法、試験管法、マイクロプレート法	5215-SOP-0462			
		Rh（D）血液型	血液型Rh（D）式	血液		カラム凝集法、試験管法、マイクロプレート法	5215-SOP-0461			
		2 Coombs試験（直接、間接）								
			直接クームス試験	血液		試験管法（クームス法）	5215-SOP-0299			
			間接クームス試験	血液		カラム凝集法（クームス法）	5215-SOP-0300			
			定量クームス試験	血液		試験管法（クームス法）	5215-SOP-0301			
	D012	感染症免疫学的検査								
		1 梅毒血清反応（STS）定性、抗streptorin O（ASO）定量								
		梅毒血清反応（STS）定性	RPR定性	血清		ラテックス凝集法	5205-SOP-1373			
		抗streptorin O（ASO）定量	ASO(ASLO)	血清		ラテックス凝集法	5201-SOP-0328			
		4 梅毒トレポネーマ抗体定性	TPLA定性	血清		ラテックス凝集法	5205-SOP-0451			
		16 HIV-1，2抗原・抗体同時測定定性	HIV-抗原・抗体	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5205-SOP-2304			
	D013	肝炎ウイルス関連検査								
		3 HBs抗原、HBs抗体	3 HBs抗原、HBs抗体							
		HBs抗原	HBs抗原	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5205-SOP-0279			
		HBs抗体	HBs抗体	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5205-SOP-0280			
		5 HCV抗体定性・定量	HCV抗体	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5205-SOP-1959			
	D014	自己抗体検査								
		2 リウマトイド因子（RF）定量	RF（リウマチ因子定量）	血清		[生化学検査室] ラテックス凝集法 [緊急検査室] ラテックス凝集法	[生化学検査室] 5201-SOP-0241 [緊急検査室] 5310-SOP-0241			
	D015	血漿蛋白免疫学的検査								
		1 C反応性蛋白（CRP）	CRP	血清		[生化学検査室] ラテックス免疫凝集比濁法 [緊急検査室] ラテックス免疫凝集比濁法	[生化学検査室] 5201-SOP-0325 [緊急検査室] 5310-SOP-0325			
		4 免疫グロブリン								
			免疫グロブリンIgG	血清		免疫比濁法（TIA法）	5201-SOP-0235			
			免疫グロブリンIgA	血清		免疫比濁法（TIA法）	5201-SOP-0234			

JAB RM205 引用

活動リストに記載されていない分類及び項目は、ISO15189の認定下の報告/証明としてご利用になれません。

大分類	中分類	小分類（測定項目）	項目名	サンプル①	サンプル②	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
			免疫グロブリンIgM	血清		免疫比濁法（TIA法）	5201-SOP-0236			
		8 C 3、C 4								
		C 3	C3	血清		免疫比濁法（TIA法）	5201-SOP-0249			
		C 4	C4	血清		免疫比濁法（TIA法）	5201-SOP-0250			
6 微生物学的検査										
	D 0 1 7	排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査								
		1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの	1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの	喀痰	その他	鏡検法（蛍光法）	5203-SOP-0851			
		3 その他のもの	3 その他のもの	喀痰	その他	鏡検法（グラム染色、10%KOH法、チール・ネルゼン法）	5203-SOP-0801 5203-SOP-0831 5203-SOP-0851			
	D 0 1 8	細菌培養同定検査								
		1 口腔、気道又は呼吸器からの検体	1 口腔、気道又は呼吸器からの検体	喀痰	その他	Bergey's Manual他にに基づく同定方法 MALDI-TOF-MS	5203-SOP-0811			
		2 消化管からの検体	2 消化管からの検体	便	その他	Bergey's Manual他にに基づく同定方法 MALDI-TOF-MS	5203-SOP-0812			
		3 血液又は穿刺液	3 血液又は穿刺液	血液	穿刺液	Bergey's Manual他にに基づく同定方法 MALDI-TOF-MS	5203-SOP-0814			
		4 泌尿器又は生殖器からの検体	4 泌尿器又は生殖器からの検体	尿	その他	Bergey's Manual他にに基づく同定方法 MALDI-TOF-MS	5203-SOP-0805（尿） 5203-SOP-0813（膣分泌物、尿道等）			
		5 その他の部位からの検体	5 その他の部位からの検体	分泌液	その他	Bergey's Manual他にに基づく同定方法 MALDI-TOF-MS	5203-SOP-0815			
		6 簡易培養	6 簡易培養	その他		クロムアガー寒天培地（酵母様真菌） トリコモナス培地（トリコモナス）	5203-SOP-0806（一般） 5203-SOP-0807（真菌） 5203-SOP-0842（トリコモナス）			
		嫌気性培養	嫌気性培養	その他		Bergey's Manual他にに基づく同定方法 MALDI-TOF-MS	5203-SOP-0816			
	D 0 1 9	細菌薬剤感受性検査								
		細菌薬剤感受性検査	細菌薬剤感受性検査	その他		微量液体希釈法、1濃度ディスク法	5203-SOP-0824			
	D 0 2 0	抗酸菌分離培養検査								
		1 抗酸菌分離培養（液体培地法）	1 抗酸菌分離培養（液体培地法）	喀痰	その他	酵素感受性蛍光センサー法（MGIT）	5203-SOP-2623			
		2 抗酸菌分離培養（それ以外のもの）	2 抗酸菌分離培養（それ以外のもの）	喀痰	その他	結核菌検査指針に準じる	5203-SOP-0853			
非基幹項目										
11 尿・糞便等検査										
	D 0 0 1	尿中特殊物質定性定量検査								
		3 ウロビリノゲン（尿）、先天性代謝異常症スクリーニングテスト（尿）、尿浸透圧								
		尿浸透圧	浸透圧（尿）	尿		氷点降下法	5201-SOP-0182			
		5 N－アセチルグルコサミニダーゼ（N A G）（尿）	NAG	尿		合成基質法（MPT-NAG）	5201-SOP-0184			
		9 アルブミン定量（尿）	尿中アルブミン	尿		免疫比濁法（TIA法）	5201-SOP-1210			
	D 0 0 2－2	尿沈渣（フローサイトメトリー法）								
		尿沈渣（フローサイトメトリー法）	尿沈渣	尿		フローサイトメトリー法	5201-SOP-0613	測定機器変更	2025.06.24	
	D 0 0 3	糞便検査								
		5 糞便中ヘモグロビン定性	便中ヘモグロビン（ラテックス）	便		ラテックス凝集法	5201-SOP-0721			
		8 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量	ヘモグロビン及びトランスフェリン	便		ラテックス凝集法	5201-SOP-2399			
	D 0 0 4	穿刺液・採取液検査								
		4 髄液一般検査								
			蛋白定量	穿刺液		ピロガロールレッド法	5201-SOP-0776			
			細胞数	穿刺液		計算盤法Fuchs-Rosenthal法(サムソン液)	5201-SOP-0770			
			糖定量	穿刺液		酵素法（グルコースヘキシキナーゼ法）	5201-SOP-0777			
			クロール定量	穿刺液		電極法	5201-SOP-0768			
			細胞種類（多核球/単核球）	穿刺液		鏡検法	5201-SOP-0771			
			比重	穿刺液		屈折計法	5201-SOP-0772			
12 血液学的検査										
	D 0 0 5	血液形態・機能検査								
		1 4 骨髓像	骨髓像（マルク）	穿刺液		鏡検法（ライトギムザ染色）	5211-SOP-0533			
		1 5 造血系腫瘍細胞抗原検査（一連につき）	白血病・リンパ腫解析	血液	穿刺液	フローサイトメトリー法	5211-SOP-0478			

JAB RM205 引用

活動リストに記載されていない分類及び項目は、ISO15189の認定下の報告/証明としてご利用になれません。

大分類	中分類	小分類（測定項目）	項目名	サンプル①	サンプル②	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
	D 0 0 6	出血・凝固検査								
		9 アンチトロンビン活性、アンチトロンビン抗原								
		アンチトロンビン活性	ATⅢ（アンチトロンビンⅢ）（活性）	血漿		合成基質法	5211-SOP-0536			
13 生化学的検査Ⅰ										
	D 0 0 7	血液化学検査								
		6 リパーゼ	リパーゼ	血清		MGLP・カラーレート法	5201-SOP-1303			
		1 0 アポリポ蛋白								
			アポ蛋白A-Ⅰ	血清		免疫比濁法（TIA法）	5201-SOP-0151			
			アポ蛋白A-Ⅱ	血清		免疫比濁法（TIA法）	5201-SOP-0152			
			アポ蛋白B	血清		免疫比濁法（TIA法）	5201-SOP-0153			
			アポ蛋白C-Ⅱ	血清		免疫比濁法（TIA法）	5201-SOP-0154			
			アポ蛋白CⅢ	血清		免疫比濁法（TIA法）	5201-SOP-0155			
			アポ蛋白E	血清		免疫比濁法（TIA法）	5201-SOP-0156			
		1 3 有機モノカルボン酸、胆汁酸								
		胆汁酸	総胆汁酸（TBA）	血清		酵素法	5201-SOP-0121			
		1 4 A L Pアイソザイム、アミラーゼアイソザイム、γ－G Tアイソザイム、L Dアイソザイム、重炭酸塩								
		A L Pアイソザイム	ALPアイソザイム（アルカリホスファターゼ・アイソザイム）	血清		電気泳動法	5201-SOP-2253			
		アミラーゼアイソザイム	AMYアイソザイム（アミラーゼ・アイソザイム）	血清	尿	電気泳動法	5201-SOP-2272			
		L Dアイソザイム	LDアイソザイム（乳酸脱水素酵素・アイソザイム）	血清		電気泳動法	5201-SOP-2251			
		1 5 A S Tアイソザイム、リポ蛋白分画								
		リポ蛋白分画	リポ蛋白分画（アガロース）	血清		アガロース電気泳動法	5201-SOP-2260			
		1 7 C Kアイソザイム								
		CKアイソザイム	CKアイソザイム	血清		電気泳動法	5201-SOP-2256			
		CK-MB（UV）	CK-MB（UV）	血清		紫外部吸光光度分析法（UV法）	5201-SOP-1397			
		2 1 グルコース－6－リン酸デヒドロゲナーゼ（G－6－PD）、リポ蛋白分画（P A Gディスク電気泳動法）、1，5－アンヒドロ－D－グルシトール（1，5 A G）、グリココール酸								
		1，5－アンヒドロ－D－グルシトール（1，5 A G）	1, 5AG（1, 5-アンヒドロ-D-グルシトール）	血清		酵素法	5201-SOP-0317			
		2 5 フェリチン半定量、フェリチン定量								
		フェリチン定量	フェリチン	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-0112			
		2 7 リポ蛋白(a)	リポ蛋白（a）（Lp（a））	血清		免疫比濁法（TIA法）	5201-SOP-0076			
		2 8 ヘパリン、K L－6								
			KL-6（シアル化糖鎖抗原KL-6）	血清		ラテックス凝集法	5201-SOP-2146			
		2 9 心筋トロポニンⅠ、心筋トロポニン T（T n T）定性・定量、アルミニウム（AⅠ）								
		心筋トロポニンⅠ	心筋トロポニンⅠ	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5201-SOP-2493			
		3 0 シスタチンC	シスタチンC	血清		金コロイド凝集法	5201-SOP-3341			
		3 7 肺サーファクタント蛋白－D（S P－D）、プロコラーゲン－Ⅲ－ペプチド（P－Ⅲ－P）、亜鉛（Z n）								
		3 7 亜鉛(Zn)	亜鉛（Z n）	血清		比色法	5201-SOP-1331			
		3 9 肺サーファクタント蛋白-D(SP-D)、プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ-P)、アンギオテンシンⅠ転換酵素(ACE)、ビタミン B12								
		ビタミンB 12	ビタミンB12（シアノコバラミン）	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-1246			
		4 1 葉酸								
		葉酸	葉酸	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-1247			
		4 4 レムナント様リポ蛋白コレステロール(RLP-C)								
		レムナント様リポ蛋白コレステロール（R L P－C）	RLPコレステロール（レムナント様リポ蛋白コレステロール）	血清		選択的可溶性酵素法	5201-SOP-2360			
		4 6 ヒアルロン酸								
		ヒアルロン酸	ヒアルロン酸	血清	穿刺液	ラテックス凝集免疫比濁法	5201-SOP-2443			
		5 9 プロカルシトニン(PCT)定量、プロカルシトニン(PCT)半定量								

JAB RM205 引用

大分類	中分類	小分類（測定項目）	項目名	サンプル①	サンプル②	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		プロカルシトニン（P C T）定量	プロカルシトニン（PCT）	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-2603			
14 生化学的検査Ⅱ										
	D 0 0 8	内分泌学的検査								
		6 プロラクチン(PRL)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)								
		プロラクチン（PRL）	プロラクチン（PRL）	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-2259			
		甲状腺刺激ホルモ ン（T S H）	TSH（甲状腺刺激ホルモン）	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-2265			
		7 トリヨードサイロニン（T 3）	T3（トリヨードサイロニン）	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-2262			
		8 レニン活性、インスリン(IRI)								
		インスリン（IRI）	インスリン（IRI）	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-0401			
		1 1 サイロキシン(T4)	T4（総サイロキシン）	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-2261			
		1 2 成長ホルモン(GH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、C-ペプチド(CPR)、黄体形成ホルモン(LH)								
		卵胞刺激ホルモ ン（F S H）	FSH（卵胞刺激ホルモン）	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-2258			
		C－ペプチド（C P R）	C-ペプチド（CPR）	血清	尿	化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-0162			
		黄体形成ホルモ ン（L H）	LH（黄体形成ホルモン）	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-2257			
		1 4 遊離サイロキシン(FT4)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)、コルチゾール								
		遊離サイロキシン（F T 4）	FT4（遊離サイロキシン）	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-2263			
		遊離トリヨードサイロニン（F T 3）	FT3（遊離トリヨードサイロニン）	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-2264			
		コルチゾール	コルチゾール（COR）	血清		化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	5202-SOP-0165			
		1 6 サイログロブリン	サイログロブリン（Tg）（HTG）	血清		電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	5202-SOP-1022			
		1 8 サイロキシン結合グロブリン(TBG)、脳性 Na利尿ペプチド(BNP)、カルシトニン、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量								
		脳性N a利尿ペプチド（B N P）	BNP（脳性Na利尿ポリペプチド）	血漿		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-2231			
		ヒト絨毛性ゴナドトロピン（H C G）定量	ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）	血清	尿	化学発光免疫測定法（CLIA法）（血清） 化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）（尿）	5202-SOP-1110（血清） 5202-SOP-1111（尿）			
		1 9 抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD 抗体)								
		抗グルタ ミン酸デカルボキシラーゼ抗体（抗G A D抗体）	抗GAD抗体（抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体）	血清		酵素免疫測定法（ELISA法）	5202-SOP-2540			
		2 0 脳性 Na 利尿ペプチド前駆体 N 端フラグメント(NT-proBNP)、ヒト胎盤性ラク トーゲン(HPL)								
		脳性N a利尿ペプチド前駆体N端フラグメント（N T－p r o B N P）	NT-ProBNP	血清		電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	5202-SOP-0233			
		2 2 プロゲステロン	プロゲステロン	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-2200			
		2 6 オステオカルシン(OC)、骨型アルカリホスファターゼ(BAP)								
		BAP（骨型アルカリホスファターゼ）	BAP（骨型アルカリホスファターゼ）	血清		化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	5202-SOP-2423			
		2 8 I 型プロコラーゲン-N-プロペプチド(P I NP)	total P1NP（I 型プロコラーゲン-N-プロペプチド）	血清		電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	5202-SOP-2822			
		2 9 副甲状腺ホルモ ン(PTH)、カテコールアミン分画								
		副甲状腺ホルモ ン（P T H）	PTH-intact	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-0161			
		3 3 エストラジオール(E2)	エストラジオール（E2）	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-2250			
		4 1 エリスロポエチン	エリスロポエチン（EPO）	血清		化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	5202-SOP-1258			
		4 6 心房性N a利尿ペプチド（A N P）	α-hANP（ヒト心房性Na利尿ポリペプチド）（ANP）	血漿		化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	5202-SOP-1143			
		5 2 抗ミューラー管ホルモ ン（A M H）	抗ミューラー管ホルモ ン（AMH）	血清		化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	5202-SOP-2887			
	D 0 0 9	腫瘍マーカー								
		2 α-フェトプロテイン(AFP)	AFP（α-フェトプロテイン）	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-0111			
		3 癌胎児性抗原(CEA)	CEA（癌胎児性抗原）	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-0110			
		4 扁平上皮癌関連抗原（S C C 抗原）	SCC抗原	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-1298			
		6 N C C－S T－439、C A15－3								
		C A15－3	CA15-3	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-1297			
		8 エラスターゼ1	エラスターゼ1	血清		ラテックス凝集法	5201-SOP-1293			
		9 前立腺特異抗原（P S A）、C A19－9								
		前立腺特異抗原（P S A）	PSA（前立腺特異抗原）	血清		化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	5202-SOP-1191			
		C A19－9	C A19-9	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-0093			
		1 0 P I V K A－II 半定量、P I V K A－II 定量								

JAB RM205 引用

活動リストに記載されていない分類及び項目は、ISO15189の認定下の報告/証明としてご利用になれません。

大分類	中分類	小分類（測定項目）	項目名	サンプル①	サンプル②	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		P I V K A - II 定量	PIVKA- II	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-1467			
		1 1 C A125	CA125	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5202-SOP-0141			
		1 4 神経特異エノラーゼ(NSE)	NSE（神経特異エノラーゼ）	血清		電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	5202-SOP-1294			
		1 7 塩基性フェトプロテイン(BFP)、遊離型 PSA 比 (PSA F/T 比)								
		遊離型 P S A 比（ P S A F／T 比）	フリーPSA/トータルPSA比	血清		化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	5202-SOP-2965			
		1 8 サイトケラチン19フラグメント(シフラ)	シフラ（サイトケラチン19フラグメント）	血清		電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	5202-SOP-1288			
15 免疫学的検査										
	D 0 1 1	免疫血液学的検査								
		4 不規則抗体	不規則抗体	血液		カラム凝集法（クームス法、酵素法）、試験管法	5215-SOP-0466			
	D 0 1 2	感染症免疫学的検査								
		5 梅毒血清反応（ S T S ）半定量、梅毒血清反応（ S T S ）定量								
		梅毒血清反応（ S T S ）半定量	RPR半定量	血清		ラテックス凝集法	5205-SOP-1373			
		梅毒血清反応（ S T S ）定量	RPR定量	血清		ラテックス凝集法	5205-SOP-1373			
		6 梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量								
		梅毒トレポネーマ抗体半定量	TPLA半定量	血清		ラテックス凝集法	5205-SOP-0451			
		梅毒トレポネーマ抗体定量	TPLA定量	血清		ラテックス凝集法	5205-SOP-0451			
		1 1 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（1 項目当たり）								
		ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）風疹ウイルス	風疹抗体価	血清		ラテックス免疫比濁法	5202-SOP-0230			
		1 2 クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性、ヘリコバクター・ピロリ抗体、百日咳菌抗体定性、百日咳菌抗体半定量								
		ヘリコバクター・ピロリ抗体	ヘリコバクターピロリ抗体	血清		ラテックス凝集比濁法	5202-SOP-4106			
		2 3 カンジダ抗原定性、カンジダ抗原半定量、カンジダ抗原定量、梅毒トレポネーマ抗体（ F T A - A B S 試験）定性、梅毒トレポネーマ抗体（ F T A - A B S 試験）半定量								
		梅毒トレポネーマ抗体（ F T A - A B S 試験）定性	FTA-ABS定性	血清		酵素抗体法（FAT法）	5205-SOP-0455			
		梅毒トレポネーマ抗体（ F T A - A B S 試験）半定量	FTA-ABS半定量	血清		酵素抗体法（FAT法）	5205-SOP-0455			
		3 1 大腸菌O157抗体定性、 H T L V - I 抗体								
		H T L V - I 抗体	HTLV- I 抗体（ATLA抗体）	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5205-SOP-1970			
		3 7 大腸菌血清型別	病原性大腸菌血清型別	便		好気培養同定法	5203-SOP-6004			
		4 4 グロブリンクラス別ウイルス抗体価(1 項目当たり）								
		風疹ウイルス	風疹IgG	血清		酵素免疫測定法（EIA法）	5205-SOP-1618			
		麻疹ウイルス	麻疹IgG	血清		酵素免疫測定法（EIA法）	5205-SOP-2383			
		ムンプスウイルス	ムンプスIgG	血清		酵素免疫測定法（EIA法）	5205-SOP-2385			
		水痘・帯状疱疹ウイルス	水痘・帯状ヘルペスIgG	血清		酵素免疫測定法（EIA法）	5205-SOP-2389			
	D 0 1 3	肝炎ウイルス関連検査								
		4 H B e 抗原、 H B e 抗体								
		H B e 抗原	HBe抗原	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5205-SOP-0281			
		H B e 抗体	HBe抗体	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5205-SOP-0282			
		5 H C V コア蛋白	HCVコア蛋白	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5205-SOP-2099			
		6 H B c 抗体半定量・定量	HBc抗体	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5205-SOP-0283			
		8 H A - I g M 抗体、 H A 抗体、 H B c - I g M 抗体								
		H A - I g M 抗体	HA-IgM抗体	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5205-SOP-1624			
		H A 抗体	HA抗体	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5205-SOP-1623			
		H B c - I g M 抗体	HBc-IgM抗体	血清		化学発光免疫測定法（CLIA法）	5205-SOP-0285			
	D 0 1 4	自己抗体検査								
		5 抗核抗体（蛍光抗体法）定性、抗核抗体（蛍光抗体法）半定量、抗核抗体（蛍光抗体法）定量								
		抗核抗体（蛍光抗体法）定性	抗核抗体定性	血清		蛍光抗体法（FAT法）	5205-SOP-0223			
		抗核抗体（蛍光抗体法）定量	抗核抗体定量	血清		蛍光抗体法（FAT法）	5205-SOP-0223			
		9 マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)	MMP-3（マトリックスメタロプロテイナーゼ-3）	血清		ラテックス凝集免疫比濁法	5201-SOP-2709			

JAB RM205 引用

活動リストに記載されていない分類及び項目は、ISO15189の認定下の報告/証明としてご利用になれません。

大分類	中分類	小分類（測定項目）	項目名	サンプル①	サンプル②	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		1 0 抗サイログロブリン抗体	抗サイログロブリン抗体（Tg-Ab）	血清		電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	5202-SOP-1066			
		1 1 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体（TPO-Ab）（抗TPO抗体）	血清		電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	5202-SOP-2825			
		2 7 抗TSHレセプター抗体定量（TRAb）	抗TSHレセプター抗体定量（TRAb）	血清		電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）	5202-SOP-1131			
	D 0 1 5	血漿蛋白免疫学的検査								
		4 血清補体価（C H50）	血清補体価（CH50）	血清		リボゾーム免疫測定法	5201-SOP-0227			
		1 0 β2-マイクログロブリン	β2-マイクログロブリン（β2MG）	血清	尿	ラテックス凝集法	5201-SOP-0070			
		1 1 非特異的IgE 半定量、非特異的IgE 定量								
		非特異的IgE 定量	総IgE（非特異的IgE）	血清		化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	5202-SOP-1729			
		1 3 特異的IgE 半定量・定量	IgE（特異的IgE）	血清		化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	5202-SOP-0272			
		1 8 TARC	TARC（Th2ケモカイン）	血清		化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）	5202-SOP-1951			
		3 0 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能	クオンティフェロンTBプラス（QFT-Plus）（結核菌特異IFN-γ）	血漿		酵素免疫測定法（ELISA法）	5205-SOP-2612			
	D 0 1 6	細胞機能検査								
		2 T細胞サブセット検査（一連につき）	CD4/CD8比	血液		フローサイトメトリー法	5211-SOP-0474			
		3 T細胞・B細胞百分率	T細胞B細胞百分率	血液		フローサイトメトリー法	5211-SOP-0591			
16 微生物学的検査										
	D 0 2 1	抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき）								
		抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき）	抗酸菌同定（質量分析）	その他		MALDI-TOF-MS	5203-SOP-2620			
	D 0 2 3 – 2	その他の微生物学的検査								
		3 大腸菌ペロトキシン定性	大腸菌ペロトキシン定性	便		逆受身ラテックス凝集法（RPLA法）	5203-SOP-0869			
17 遺伝子関連検査・染色体検査										
	b	病原体核酸同定(D023 微生物核酸同定・定量検査)(NGS以外)								
		1 クラミジア・トラコマチス核酸検出	クラミジア・トラコマチス核酸検出	分泌液	尿	リアルタイムPCR法	5216-SOP-4069			
		2 淋菌核酸検出	淋菌核酸検出	分泌液	尿	リアルタイムPCR法	5216-SOP-4069			
		4 HBV核酸定量	HBV-DNA定量	血清		リアルタイムPCR法	5216-SOP-2611			
		5 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出	淋菌/クラミジア・トラコマチス同時核酸検出	分泌液	尿	リアルタイムPCR法	5216-SOP-4069			
		1 0 HPV核酸検出	HPV E6/E7 mRNA 同定	その他		TMA法	5216-SOP-5777			
		1 2 膣トリコモナス及びマイコプラズマ・ジェニタリウム核酸同時検出	トリコモナス/マイコプラズマ・ジェニタリウム同時核酸検出	分泌液	尿	リアルタイムPCR法	5216-SOP-4119			
		1 4 抗酸菌核酸同定、結核菌群核酸検出								
		結核菌群核酸検出	結核菌群核酸増幅同定（リアルタイムPCR）	喀痰	穿刺液	リアルタイムPCR法	5216-SOP-0878			
		1 5 HCV核酸定量	HCV-RNA定量	血清		リアルタイムPCR法	5216-SOP-2592			
		1 6 マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー（MAC）核酸検出	マイコバクテリウムアビウムイントラセルラー核酸増幅同定（MAC）（リアルタイムPCR）	喀痰	穿刺液	リアルタイムPCR法	5216-SOP-2882			
18 その他検査										
	B001 2	特定薬剤治療管理料（薬剤血中濃度測定）								
		ジギタリス製剤	ジゴキシン	血清		多元酵素免疫測定法（EMIT法）	5201-SOP-1414			
		抗てんかん剤	フェニトイン	血清		多元酵素免疫測定法（EMIT法）	5201-SOP-1403			
		抗てんかん剤	フェノバルビタール	血清		多元酵素免疫測定法（EMIT法）	5201-SOP-1401			
		テオフィリン製剤	テオフィリン	血清		多元酵素免疫測定法（EMIT法）	5201-SOP-1416			
		リチウム製剤	リチウム	血清		比色法	5201-SOP-1412			
		バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム	血清		多元酵素免疫測定法（EMIT法）	5201-SOP-1405			
		カルバマゼピン	カルバマゼピン	血清		多元酵素免疫測定法（EMIT法）	5201-SOP-1404			